



AGIL



Anvendelse

AGIL er velegnet til opbevaring af flydende gasser (N_2/Ar) under diverse arbejdsprocedurer samt intern transport.

Fordele

- En let og brudsikker termobeholder.
- Vakuumisoleret.
- Flere størrelser.
- Lav fordampningsrate.

Tekniske data

Model	Kapacitet (ltr.)	Indv. Ø (mm)	Udv. Ø (mm)	Højde (mm)	Tom vægt (kg)	Statisk holdbarhed* LN ₂ (h)	Varenr.	Prop
AGIL 0,5	0,5	65	87	203	0,56	12	853-1-0400	853-1-0430
AGIL 1	1	85	107	231	0,95	26	853-1-0405	853-1-0431
AGIL 1/2	1	100	122	177	0,80	15	853-1-0410	853-1-0432
AGIL 2	2	100	122	312	1,35	43	853-1-0415	853-1-0432
AGIL 3	3	185	200	190	1,78	23	853-1-0420	853-1-0433
AGIL 6	6	185	200	300	2,40	49	853-1-0425	853-1-0433

Yderligere udstyr

Varenr.

Ansigtsskærm	853-2-2200
Beskyttelsesbriller	853-2-2300
Korte handsker	853-2-2000
Lange handsker	853-2-2100
Bærbar oxygenalarm	855-1-1100

* Statisk holdbarhed og fordampningsrate

Bemærk venligst, at fordampningsrate og statiske holdbarhedstider er nominelle. Den aktuelle rate påvirkes af indholdet, atmosfæriske forhold, beholderen og fremstillingstolerancer.

Data er opgivet ved 20°C og uden låg.

Der tages forbehold for evt. trykfejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

HEDE NIELSEN/AS

Godsbanegade 2 - Postboks 509 - 8700 Horsens - Danmark - Telefon (+45) 76 25 25 25 - Telefax (+45) 76 25 25 35
Høje Taastrupvej 42 - Postboks 210 - 2630 Taastrup - Danmark - Telefon (+45) 43 55 50 50 - Telefax (+45) 43 55 50 60

E-mail: info.denmark@airliquide.com - Internet homepage <http://www.airliquide.dk/>